

Más de 45 años de trayectoria...

Especialistas en la comercialización, diseño, desarrollo, producción, servicio técnico y validación de equipos de alto rendimiento para la industria farmacéutica, veterinaria, alimenticia, industrial y médica, entre otras.

Nuestros equipos son fabricados según los requerimientos del cliente adaptándonos a sus necesidades.

AUTOCLAVE CHAMBERLAND



AUTOCLAVE CHAMBERLAND

TEMPERATURA

Hasta 121°C

PRESIÓN

máxima 1.2 Bar

Según la necesidad del usuario.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del equipo es totalmente automático, manejado a través de un sistema de control microprocesado de temperatura y un timer electrónico el cual comienza a contar el tiempo una vez que se alcanza la temperatura de esterilización, ambas variables son configuradas por el usuario, tanto la temperatura como el tiempo de esterilización.



OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 316L de forma cilíndrica.
- Sistema de Carga vertical, por parte superior.
- Sistema de tapa práctico y rápido cierre a través de movimientos simples.
- Burlete de goma silicona apto para altas temperaturas.
- Calefaccionado por resistencias eléctricas o quemador de gas.
- Control de presión - temperatura automático.
- Válvulas para limpieza.
- Válvulas de Seguridad.
- Manómetro para control de presión de cámara.
- Termostato de seguridad para evitar excesos de temperatura.

OPCIONALES

- Timer eléctrico multiescala para control de tiempo al alcanzar la temperatura de esterilización.
- Canastos para carga y descarga.
- Adquisidor de Datos el cual lleva instalado 2 sensores de temperatura tipo pt100 para controlar la distribución homogénea de temperatura dentro de la cámara.



MODELO	DIÁMETRO	ALTO	CAPACIDAD
AVA-0035-000	300 mm	500 mm	35 DM3
AVA-0050-000	350 mm	550 mm	50 DM3
AVA-0075-000	400 mm	600 mm	75 DM3
AVA-0100-000	450 mm	650 mm	100 DM3
AVA-0125-000	430 mm	900 mm	125 DM3
AVA-0160-000	450 mm	1000 mm	160 DM3
AVA-0200-000	510 mm	1000 mm	200 DM3
AVA-0250-000	560 mm	1000 mm	250 DM3
AVA-0300-000	620 mm	1000 mm	300 DM3
AVA-0400-000	640 mm	1250 mm	400 DM3
AVA-0500-000	600 mm	600 mm	500 DM3
AVA-0600-000	660 mm	660 mm	600 DM3

Otras capacidades de acuerdo a URS.

*Nota: las medidas expresadas anteriormente son referenciales.



✉ ventas@mazden.net

☎ (+54 9) 11 3646-8981

✉ departamentotecnico@mazden.net

☎ (+54 9) 11 6523 7513

📍 Ombú 5271, San Martín, Buenos Aires, Argentina.

☎ (+54 9) 11 5861-7046 | Administración.

🕒 Lunes a viernes de 08:00hs a 17:00 hs

🌐 www.mazden.net